



博淼生物
BIOMIAO BIOLOGICAL
-SINCE2009-

Your own Laboratory
您的专属实验室

Massarray技术在基因检测领域的应用

全国统一服务电话：400-6506-908

网址：www.biomiao.com

邮箱：marketing@biomiao.com

地址：北京市丰台区丰管路优橙创新中心B座3012-3015



目录

CONTENTS

01

Massarray技术SNP分型技术原理

02

Massarray技术DNA甲基化定量技术原理

03

SNP与DNA甲基化联合研究策略概述

Massarray 飞行时间质谱平台




靶向SNP分型
检测




靶向DNA甲
基化位点定
量检测

Massarray 飞行时间质谱平台



高通量SNP及DNA定量检测金标准技术




0

1

Massarray技术SNP分型技术原理

技术原理

- 质谱仪通过对物质分子量（质荷比）进行检测，达到区分、鉴别物质的目的
- SNP位点两个等位基因之间存在分子量差异，通过实验将差异放大，然后以质谱仪进行检测即可



$$E = \frac{1}{2}mv^2$$



dAMP = 313.2Da
dCMP = 289.2Da
dGMP = 329.2Da
dTMP = 304.2Da

技术原理


Genomic DNA

PCR Amplification


Primer Extension




技术原理




技术原理



聚类质控良好，数据准确



聚类质控不佳，数据不准确，与同源序列干扰、非特异性扩增等因素有关



技术原理

提供序列标准格式

rs1:

CTTCAACTCCTGGGCTCAGGCTCAAGTGATCCTCCGACCTCGGCCTCCTGAAGTGCTGGGATTACAGGCATGAGCCACTGTGTCTGG
CCACAATACACAC[T/G]TGACTGTCATTTATAAACTCAAATGACTCAGCTATCAAGATGCCAAATTGGATTTTAGAGAGCCTCCTCCTA
GGCACCTGATACTTTCATGCTTGGCTTA

SNP位点Massarray引物序列

SNP_ID	2nd-PCR	1st-PCR	UEP_SEQ
rs1	ACGTTGGATGTTGTGTGCTCACACATCTGC	ACGTTGGATGGCAGTCTCTACCTTCCAAAG	TGCCCTCTCTTGCCC
rs2	ACGTTGGATGTCCTTCCCTCTGACACATAG	ACGTTGGATGTAGACATGAGGGCTGCAAGG	ATGTCCAGTGCCCTG
rs3	ACGTTGGATGAAAGGTTCTTGACAGCGTCC	ACGTTGGATGTTACTGAAGGGTCTGAGTG	GACGTCCTCCAAGACA
rs4	ACGTTGGATGTTTGGAGTCTGAGGGATCTG	ACGTTGGATGAACAGGACAAGCAATCCACC	AGGGATCTGGGTTCTG
rs5	ACGTTGGATGTGGAGAAATGGCAGATGTGG	ACGTTGGATGCAGTCACATCTTAAAGGCC	GCAGATGTGGTGAAA
rs6	ACGTTGGATGAGTGGCTCACACCTGCAATC	ACGTTGGATGAGGCTGGTCTCAAATCCTG	aACCTGCAATCCCAACAC
rs7	ACGTTGGATGCCTGCACTCCATCCTGAGTA	ACGTTGGATGCAGGAAATTCTGGTGGTTTT	CCATCCTGAGTAACAGAG
rs8	ACGTTGGATGCCTGAGATGCTAAGAGATCC	ACGTTGGATGCATGTGGGAACCACATTCTG	aTCCTGTGATGGGAAAAG
rs9	ACGTTGGATGCCTTGCTTTTCCAATTGGG	ACGTTGGATGCACCTTGATTGCAGAACAGC	gATAGCTCCCAAAAGAAG
rs10	ACGTTGGATGTGAGTGTGAAGGGCAGAAAAG	ACGTTGGATGTGCTTCTCATCTCTCAAGGC	gaagGGCTTCAAGGAGGAG
rs11	ACGTTGGATGTAAATTTCTGAAGCCCAGG	ACGTTGGATGCAGACTGTATTTTCTCATGC	ccacGCCCAGGTATTCTGAT

技术优势

- ✓ 基于分子量差异，而非荧光信号进行检测，准确性更高；
- ✓ 检测通量高，一个反应可以覆盖近30个SNP位点，适用于同一个样本300个位点以内的样本检测，成为GWAS stageII大样本分型最经典的技术工具；
- ✓ 成本低廉，适用于大样本群体的SNP分型；
- ✓ 检测周期短，整个流程8个小时；
- ✓ 属于SNP分型技术的金标准之一。



技术服务流程




0

2


Massarray技术DNA甲基化定量技术原理



区域划分: CpG island、island shores、island shelves、Opensea






技术原理






$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

dAMP = 313.2Da
dGMP = 329.2Da
dCMP = 289.2Da
dTMP = 304.2Da



技术原理





sequenom EpiDesigner BETA »MySEQUENOM.COM

HOME ASSAY DESIGN CONTACT US TUTORIAL

New Run | Existing Results | My Primers

Paste Sequence
G

Or Upload File

Primer Tm Min: Opt: Max:
Primer Size Min: Opt: Max:
Product Size Min: Opt: Max:

Product CPGs Primer Poly X
Primer non-CPG 'C's Primer Poly T
Maximize Coverage ☒

Target
Excluded Regions
Transcription Region


Select Strand
Mass Window Low: High:
Analyze CpGs in C Reaction ☐
Analyze CpGs in T Reaction ☒

Number of output primers

Notes


BEGIN

技术原理



(CG 为连续检测位点, 灰色标记的 CpG 无法检测) :

tccccaggctggagtgagtggtgCGatctCGgctcactgcaagctcCGcctccCGggtcaCGCGattctc
ctgcctcagcctccCGagtagctgggactacaggtgccCGccaccaCGcccagctaattttgtatttttagtag
agaCGgggtttcacCGgtttaccCGggatggtctCGatctcctgacctcatgatccaccttctCGgcctccaa
agtgcctgggattataggcatgagccacCGtgctggtgaaatggacaaattcttagcaaaataaagcagactaa
agattagaaaaactggatggacctataacaagtaaagattgcagcagtattagtaataataataaaactttcc
acagaggaaaaccaggtggctttactgg



引物信息


Primer	Start	Size	Tm	GC%	C's
5'端引物	804	25	60.66	40	7
3'端引物	1206	25	59.91	32	5
PRODUCT Size: 403, No of CpG's: 15, Coverage: 15					

5'端引物序列: aggaagagag TTTT TAGGTTGGAGTGTAGTGGTG

3'端引物序列: cagtaatagcactcactataggagaaggct CCAATAAAACCACTAAATTTCT

- 注释: 3'端引物加有 T7 启动子标签和 8 个碱基的插入序列; 5'引物添加了 10 碱基的标签, 平衡正反向引物的 Tm 值。

技术优势



中通量：适用1-20个片段的中通量验证，样本数量不受限

长片段：覆盖约400-600bp长度的区域位点，属于最长的locus-specific assays

高准确：扩增子内单个CpG sites进行准确定量

数据简便：可视化数据产出

技术服务流程




不同检测技术对比

Quantitative comparison of DNA methylation assays for biomarker development and clinical applications JULY 2016 *Nature biotechnology*

思路设计

- ✓ 选取6种global assays技术 & 21种locus-specific assays
- ✓ 32个样本，来自7个不同城市的18个实验室独立检测
- ✓ 数据灵敏度、重复性、准确性、通量参数对比



三个性能最佳的检测技术：

- ✓ Among the absolute DNA methylation assays, AmpliconBS and Pyroseq showed the best all-round performance, closely followed by EpiTyper
- ✓ Global arrays present lower accuracy

最佳技术对比

- ✓ Pyroseq can work well even on minute amounts of highly fragmented DNA
- ✓ EpiTyper provides the highest sample throughput
- ✓ AmpliconBS is the best choice for assaying dozens of genomics regions in parallel

0

3

SNP与DNA甲基化联合研究策略概述



Omics roles

基因组学 (Genomics)

—What is possible

- ✓ 胚系细胞SNP、CNV、InDel等遗传变异
- ✓ 体细胞mutation、InDel等环境突变变异

转录组学 (Transcriptomics)


—What appears to be happening

- ✓ 转录本类型: mRNA、miRNA、lncRNA、cirRNA、piRNA等
- ✓ 转录定位: 表达、融合、剪切、ceRNA等

代谢组学 (Metabolomics)

—What has happened

- ✓ 脂质组、氨基酸类、胆汁酸类、神经递质类等等
- ✓ 宿主代谢物、微生物代谢物



表观基因组学 (Epigenomics)

—What appears to be happening

- ✓ 基因组: ATAC、HiC
- ✓ DNA甲基化: 5mC、5hmC、6mA等
- ✓ RNA甲基化: m6A等


蛋白质组学 (Proteinomics)

—What is happening

- ✓ 功能蛋白质: 酶、转录因子等
- ✓ 修饰蛋变质: 糖基化、乙酰化等



Omics network





meQTL的科研意义

87% of cis-eQTL SNPs, 82% of cis-pQTL SNPs, and 59% of GWAS Catalog SNPs are also **cis-meQTL variants**

		cis-meQTL			trans-meQTL		
	Total SNPs	N of the overlap	Fold Change	P-value	N of the overlap	Fold Change	P-value
cis-eSNPs FHS (1e-7)	460,536	399,670	1.66	0	84,591	2.33	0
cis-eSNPs Eur-Meta	398,524	356,500	1.71	0	70,810	2.25	0
cis-pQTLs FHS-1000g	12,401	10,176	1.57	0	2,045	2.09	0
pQTLs FHS-1000g	19,942	16,660	1.6	0	4,428	2.81	0
cis-pQTLs NC2016	376	318	1.62	0	53	1.78	1.63E-05
pQTLs NC2016	456	385	1.61	0	68	1.89	1.79E-07
metabolism QTLs	135	111	1.57	8.38E-14	26	2.44	6.52E-06
GWAS Catalog	32,260	19,000	1.13	0	3078	1.21	0




SNP-meth遗传调控



Allele-specific methylation (ASM) { Associated with methylation of a nearby CpG site
SNP itself destroyed a CpG site by changing the C or G

Haplotype-specific methylation (HSM) { Associated with methylation of a nearby CpG site







cis-Regulation: cisacting regulation by DNA elements in or adjacent to each CpG site


trans-Regulation: trans-acting regulation by factors from the genomic regions distant from the CpG sites, including from different chromosomes.

SNP-Meth-Phenotype CIT因果效应分析

SNP-meth-Phenotype因果效应



Two-step epigenetic mendelian randomization: A strategy for establishing the causal role of epigenetic processes in pathways to disease



博淼技术服务项目一览图

基因组学服务

- GWAS 芯片/WES/Target NGS
- Massarray /Multi-PCR NGS/Taqman /KASP SNP分型
- 微生物基因组

表观基因组学服务

- EWAS 芯片
- Multi-PCR NGS 靶向DNA甲基化定量
- Massarray 靶向DNA甲基化定量

代谢组学服务

- 非靶向代谢组
- 非靶向脂质组
- 靶向代谢组

转录组学服务

- 转录组NGS/表达谱芯片
- RT-qPCR 靶向转录本定量

蛋白质组学服务

- DIA 定量蛋白质组
- TMT 标记定量/Label free 非标记定量蛋白质组
- 修饰蛋白质组

单细胞组学服务

- 单细胞转录组测序
- 单细胞免疫组库测序
- 单细胞ATAC测序&转录组测序
- 单细胞表面蛋白/抗原测序
- 空间转录组测序

多组学联合研究服务

- GWAS&多组学技术服务
- EWAS&多组学技术服务
- 微生物基因组&代谢组技术服务
- 蛋白质组&代谢组技术服务

感谢各位的聆听

Your own Laboratory

——您的专属实验室

